

PRODUCT LINE-UP

현장에 맞는 안전을 더 쉽고 빠르게

4 PRODUCTS 사용 환경에 따라 나뉜 네 가지 제품

시설 비치부터 전문 구조·구급, 일상 안전과 스포츠 회복까지,
서로 다른 현장과 사용 목적에 맞춘 네 가지 제품으로
필요한 순간의 안전과 회복을 연결합니다.


01 시설 안전관리용

삐끗케어 AS-Basic200

비전문가도 신속하게 사용할 수 있는 시설 비치용 에어부목

약 5초

4개 부위 대응

 CO₂ 카트리지

02 전문 구조용

에어픽스 AS-Pro200

전문 구조 현장의 반복 운용에 최적화한 재사용 에어부목

자동 주입

300회 이상 반복 사용

세척·소독 가능


03 일상 안전 보급형

꽉케어 AS-Lite100

누구나 직관적으로 사용하는 일상 안전 보급형 에어부목

20초 이내

별도 장비 불필요

재사용


04 스포츠 리커버리용

ARI

 운동 중엔 지지하고 운동 후엔 바로 아이싱하는 스포츠 리커버리
제품

무릎 지지

사전 냉동 불필요

20분 아이싱

AIR SPLINT LINE-UP

하나로 빠르게 대응하는 현장용 에어부목

하나의 부목으로 네 부위 대응,
20초 이내 공기 주입과 국내 설계·개발·핵심 생산 기반의
빠르고 간편한 현장 운용

01 ONE SIZE · 4 PARTS

하나로 네 부위 대응

신체 굴곡을 따라 밀착해 팔다리 주요 관절을 안정적으로 감싸고,
하나의 규격으로 부위 선택과 비치·재고 부담을 줄이는 공압 구조

AIR FIT
굴곡에 맞춰 밀착

ONE SPLINT
부위별 선택 부담 감소

EASY STOCK
비치·재고 관리 간소화



02 INTUITIVE USE

비전문가도 쓸 수 있는 직관적 사용 구조

복잡한 조작이나 별도 숙련 없이,
환부 착용 후 공기 주입만으로 완성하는 간편한 사용 구조

VIDEO GUIDE

빠끗케어 4단계 사용 영상



※ 빠끗케어 기준



03 FAST INFLATION

약 3분의 공기 주입을, 20초 이내로

사용 환경에 맞춘 공기 주입 구조 설계로
전 라인업 20초 이내 빠른 공기 주입

빠끗케어		5 SEC
에어픽스		10 SEC
팍케어		20 SEC

04 KOREA-BASED R&D & PRODUCTION

국내 설계·개발·생산 기반

제품 설계·개발부터 부목 본체·주요 기능 부품 생산까지
국내 기반의 일관된 품질 관리와 제품 개선 체계

DESIGN
국내 설계

DEVELOPMENT
국내 제품 개발

CORE PRODUCTION
부목·주요 부품
국내 생산

* CO₂ 카트리지 및 전자동 에어건 등 일부 주입 장비 제외

AIR SPLINT LINE-UP

현장에 따라 선택하는 세 가지 에어부목

동일한 에어부목 구조를 기반으로,
사용 환경과 운용 방식에 맞춰
세 가지 모델로 제공합니다.



빠끗케어 AS-Basic200

시설 안전관리용

빠른 초기 대응을 위한
CO₂ 카트리지 주입형



에어픽스 AS-Pro200

전문 구조용

반복적인 전문 운용을 위한
전자동 오픈형



팍케어 AS-Lite100

일상 안전 보급형

별도 장비 없이 사용하는
구강 주입형

구분	빠끗케어	에어픽스	팍케어
주요 용도	시설 상시 비치	전문 구조·구급	일상 안전 대량 보급
주입 방식	CO ₂ 카트리지	전자동 에어건	빨대형 일체형
주입 시간	약 5초	약 10초	20초 이내
작동 압력	약 25~40mmHg	약 25~40mmHg	약 25~35mmHg
기본 구성	에어부목 CO ₂ 카트리지 3회분 인젝터 / 배출핀 · 사용설명서	에어부목 전자동 에어건 / 충전 케이블 사용설명서	에어부목 · 사용설명서
사용·보충 방식	부목 재사용 가능 카트리지 3회분 포함 전 구성품 추가 구매	부목 재사용 가능 에어건 충전 후 반복 사용 부목 추가 구매 가능	부목 반복 사용 가능
의료기기	재사용 의료기기 신고 완료	재사용 의료기기 신고 완료	재사용 의료기기 신고 예정

MATERIAL TECHNOLOGY

LG화학과 함께 개발한 에어부목 전용 소재

반복적인 공기 주입과 착용 환경을 고려해
에어부목의 공압 구조에 맞는
전용 고분자 소재를 공동개발했습니다.

FLEXIBILITY

유연한 밀착

DURABILITY

반복 사용을 고려한 내구성

MATT SURFACE

착용감을 높인 표면 처리

≤20 SEC

전 라인업 20초 이내 공기 주입

4H+

최소 4시간 압력 유지

TEST 19

성능시험 19건 수행

PATENT 2

기술 특허 2건 출원

운동 중엔 지지하고, 운동 후엔 바로 아이싱

일반 무릎보호대처럼 운동 중 착용하고, 운동이 끝나면 인스턴트 아이스팩을 활성화해 원하는 부위를 현장에서 바로 냉각합니다



ARI — 무릎보호대 + 인스턴트 아이스팩



01

운동 중 무릎 지지

탄성 구조로 운동 중 안정적인 착용감 제공



02

사전 냉동 없이 즉시 냉각

인스턴트 아이스팩을 활성화해 운동 직후 현장에서 바로 사용



03

약 20분 타겟 아이싱

포켓에 아이스팩을 삽입해 원하는 부위를 착용 상태로 냉각

20 MIN

냉각 지속시간

NO FREEZER

사전 냉동 불필요

M / L

2가지 사이즈

REUSABLE

보호대 세탁·반복 사용

PACKAGE CONTENTS

무릎보호대
× 1

인스턴트 아이스팩
× 10

보호대 세탁·반복 사용 가능

아이스팩 1회용 · 별도 추가 구매 가능

제품 구분 일반 스포츠용품

SIZE GUIDE

SIZE	상단 폭	하단 폭	길이
M	17cm	15cm	27cm
L	18.5cm	16.5cm	27cm

HOMEPAGE
keepu.pe.kr

E-MAIL
contact@team-keepu.com

TEL
070-8065-1291

ADDRESS
부산시 남구 문현금융로40,
부산국제금융센터 55층

